

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS


- Guantes de examen, hecho de vinilo.
- Con la punta de los dedos microtexturados para asegurar un mejor agarre.
- Son muy resistentes y seguros.
- Apto para contacto con alimentos secos, no húmedos o grasos.
- Ambidiestros
- AQL 1,5
- Vida útil: 5 años

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de protección destinado a uso médico, terapéutico, e industrial. Especialmente uso para el sector de geriatría. Apto también para sector alimentario, cuyo contacto sea con alimentos secos, no húmedos o grasos.

Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando la luz.

NORMATIVA

Clase I: Guantes fabricados cumpliendo la norma EN455-1/2/3, de acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2017/745 que regula los productos médicos.

Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo B y EN374/5, y Reglamento UE 2016/425.

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm(+/-0,02)	
						Dedo	Mano
12112	S	100 Unidades	10	240	80 ± 10	Min. 0,10	Min. 0,11
12113	M	100 Unidades	10	240	95 ± 10	Min. 0,10	Min. 0,11
12114	L	100 Unidades	10	240	110 ± 10	Min. 0,10	Min. 0,11
12115	XL	100 Unidades	10	240	≥110	Min. 0,10	Min. 0,11

Antes del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	600%

Después del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
Min .6N	500%

CONTACTA CON NOSOTROS


Calle del Eslabon, nº3 nave Poligo.Ind. Santa Ana
 28522 RIVAS-VACIAMADRID
 (+34) 679 76 62 61 - direccion@grupotristan.es