

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS


- Guantes de examen, hecho de nitrilo azul grueso.
- Con la punta de los dedos microtexturada para asegurar un mejor agarre.
- Son muy resistentes y seguros.
- Apto para contacto alimentario.
- Ambidiestros
- AQL 1,5
- Vida útil: 5 años

NORMATIVA

Clase I: Guantes fabricados cumpliendo la norma EN455-1/2/3, de acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2017/745 que regula los productos médicos.

Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo B y EN374/5, y Reglamento UE 2016/425.

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de protección de alta protección para el sector de alimentación, sector médico terapéutico, laboratorios.

No contiene látex. Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando la luz.

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Talla	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm(+/-0,02)	
						Dedo	Mano
36012	S	100 Unidades	10	285	80 ± 10	Min. 0,10	Min. 0,11
36013	M	100 Unidades	10	285	95 ± 10	Min. 0,10	Min. 0,11
36014	L	100 Unidades	10	285	110 ± 10	Min. 0,10	Min. 0,11
36015	XL	100 Unidades	10	285	≥110	Min. 0,10	Min. 0,11

Antes del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	600%

Después del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
Min .6N	500%

CONTACTA CON NOSOTROS


Calle del Eslabon, nº3 nave Polg.Ind.Santa Ana
28522 RIVAS-VACIAMADRID
(+34) 679 76 62 6 1 - direccion@grupotristan.es