

Guantes desechables de latex sin polvo

Descripción:

El guante de látex sin polvo está compuesto por látex natural 100%, color negro, no estéril.

Características:

- Ambidiestro
- Interior: sin polvo
- Terminación: Borde enrollado

Presentación:

Descripción	Tamaño	Color	EAN 13	Contenido
Guantes de látex sin polvo	XS	Negro	8435454003642	100 u/expositor, 10 expositores/Ctn
Guantes de látex sin polvo	S	Negro	8435454003659	100 u/expositor, 10 expositores/Ctn
Guantes de látex sin polvo	M	Negro	8435454003666	100 u/expositor, 10 expositores/Ctn
Guantes de látex sin polvo	L	Negro	8435454003673	100 u/expositor, 10 expositores/Ctn
Guantes de látex sin polvo	XL	Negro	8435454003680	100 u/expositor, 10 expositores/Ctn

Dimensiones:

Tamaño	Longitud(mm)	Ancho de palma(mm)	Espesor en palma(mm)	Gramo de guantes(g)
XS	240	80 ± 5	0,08 ± 0,03	4,5 ± 0,3
S	240	85 ± 5	0,08 ± 0,03	5 ± 0,3
M	240	95 ± 5	0,08 ± 0,03	5,5 ± 0,3
L	240	105 ± 5	0,08 ± 0,03	6 ± 0,3
XL	240	115 ± 5	0,08 ± 0,03	6,5 ± 0,3

Origen

Fabricado en Malasia por TOP GLOVE SDN.BHD para KL MED SANITECH SOLUTIONS SL

Instrucciones:

- Producto para un solo uso
- Si tu guante está dañado o sucio, desecharlo de forma segura y reemplazarla por un nuevo

Almacenamiento:

Se almacene en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.

Guantes desechables de látex sin polvo

EAN 13	Ref
8435454003642	003642
8435454003659	003659
8435454003666	003666
8435454003673	003673
8435454003680	003680




Expositor:

Presentación: 100 unidades/expositor

Tamaño de expositor:

21,5cm(L)x7cm(W)x12cm(H)




Cartón:

Presentación: 10 expositores/ctn

Tamaño de cartón:

36cm(L)x22,5cm(W)x24,5cm(H)



Palé:

Presentación: 72 ctns/palé

Tamaño de palé:

120cm x 80cm x 195cm(h)



*Quality Products for a healthy life!

KL MED SANITECH SOLUTIONS S.L

CIF: B87292751

Av. De las Morcillas 33

28343 Valdemoro (Madrid) – España

Tel: +34-913 892 300

+34-913 892 301