

# FICHA TÉCNICA



**PRODUCTO**

Test Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 (Autotest)

**CLASIFICACIÓN**

IVD (Autodiagnóstico)

**MARCA**

BOSON BIOTECH

**MODELO  
FABRICANTE**

1N40C5-2

## DESCRIPCIÓN

El kit Test Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 (Autotest COVID-19) es un test para diagnóstico in vitro basado en la inmunocromatografía y diseñado para la detección cualitativa rápida del antígeno de SARS-CoV-2 en muestras de frotis nasales anteriores.

El producto consiste en un método no invasivo, fácil de usar, sin molestias, rápido y preciso.

La disponibilidad de este producto en el mercado permite aumentar la capacidad de diagnóstico de forma rápida de los casos positivos de SARS-CoV-2, y la sencillez y comodidad de la realización del test de autodiagnóstico eliminan las molestias asociadas a la toma de muestras orofaríngeas y nasofaríngeas.

## CARACTERÍSTICAS

<b>TIPO DE MUESTRA</b>	Hisopo nasal anterior
<b>TIEMPO DE DETECCIÓN</b>	15 - 20 min.
<b>CONTENIDO DEL KIT</b>	Bastoncillo estéril (hisopo), Casette con pocillo, Tubo de extracción, Vial con reactivo
<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	Almacenar entre 4°C y 30°C dentro de su embalaje original sellado. No congelar.
<b>ESPECIFICIDAD</b>	99,20%
<b>SENSIBILIDAD</b>	96,77%
<b>PRECISIÓN</b>	98,72%
<b>CANTIDAD</b>	1 test/caja;

## ADVERTENCIA:

- Leer las instrucciones antes de usar. Deben seguirse cuidadosamente las instrucciones proporcionadas.
- No usar el producto con un paquete individual roto, dañado, no sellado completamente, con marcas poco claras o con fecha de caducidad vencida.

