

## Termómetros para medición de fiebre sin contacto

### Termómetro sin contacto con 2 modos

El termómetro de infrarrojos para fiebre digital ITF-02 es un termómetro de fácil uso. Sólo con apuntar al objeto y apretar el gatillo aparecerá la temperatura en la pantalla.

Está especialmente diseñado para medir la temperatura en personas o animales. Además puede usarse para la medición de temperatura en superficies hasta 100°C.


La medición de temperatura debe realizarse a una distancia de entre 3 y 5cm, la pantalla se iluminará con 3 colores según la medida obtenida, verde hasta 37.3°C, naranja hasta 38°C y rojo si supera los 38°C



Referencia: ITF-02

Características:

- Medida sin contacto
- Medición a 3-5cm de distancia
- Limpio y seguro
- Precisión de  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$  ( $0.4^{\circ}\text{F}$ )
- Pantalla retroiluminada en 3 colores según temperatura
- Alarma de fiebre editable (pantalla roja)
- Memoriza la última lectura
- Multi función: Modo para cuerpo y Modo para objetos
- Escalas Celsius y Fahrenheit
- Autoapagado en 20 segundos



1. Pantalla LCD
2. Sensor infrarrojo
3. Botón de cambio de modo
4. Botón de medición
5. Tapa de la batería

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ITF-02	
Distancia medida	3-5cm	
Resolución	0.1	
Escalas	°C / °F	
Condiciones ambientales	16~35°C (60.8~104°F)	HR<85%
Condiciones de almacenamiento	-20~55°C (-4~131°F)	HR<94%
Baterías	2 x 1.5V AAA	
Dimensiones	141 x 86 x 39 mm	
Peso	82g	
Rango de medida	Corporal 32.0 a 42.9°C (89.6 a 109.3°F)	
	Objeto 0 a 100°C (32 a 212°F)	
Precisión modo cuerpo	$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ( $0.4^{\circ}\text{F}$ ) 36.0 a 39.0°C (96.8 a 102.2°F)	
	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ( $0.5^{\circ}\text{F}$ ) 32.0 a 35.9°C (88.6 a 96.2°F)	
	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ( $0.5^{\circ}\text{F}$ ) 39.0 a 42.9°C (102.2 a 109.2°F)	
Precisión modo objeto	$\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ( $1.8^{\circ}\text{F}$ ) 0 a 100°C (32 a 212°F)	
Código de color	Modo cuerpo 32.0 a 37.4°C (86.0 a 99.3°F) Verde 37.5 a 37.9°C (99.5 a 100.2°F) Naranja 38.0 a 42.9°C (100.2 a 109.2°F) Rojo (editable en Configuración avanzada)	
	Modo objeto - Siempre verde	
Autoapagado	20s	
Vida batería	2 años aproximadamente	

