



Seguridad y Cuidado

GUANTES DE LÁTEX LATICECES PF

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS



- Guantes de examen, hecho de látex natural sin polvo.
- Con la punta de los dedos microtexturada para asegurar un mejor agarre.
- Son muy resistentes y seguros.
- Ambidiestros
- AQL 1,5
- Vida útil: 5 años

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de protección para sector médico terapéutico, e industrial.

El guante de látex puede dar alergia. En caso de alergia, contacte con un médico de inmediato. Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando la luz.

NORMATIVA

Clase I: Guantes fabricados cumpliendo la norma EN455-1/2/3, de acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2017/745 que regula los productos médicos.

Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo C y EN374/5, y Reglamento UE 2016/425.

CARACTERÍSTICAS

| Referencia | Tamaño | Contenido dispensador | Unidades por cartón | Largo en mm | Ancho en mm | Grosor mínimo en mm | |
|------------|--------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | | | | Dedo | Palma |
| 28011 | XS | 100 Unidades | 10 | 240 | 80 ± 5 | 0,12 ± 0,02 | 0,10 ± 0,02 |
| 28012 | S | 100 Unidades | 10 | 240 | 85 ± 5 | 0,12 ± 0,02 | 0,10 ± 0,02 |
| 28013 | M | 100 Unidades | 10 | 240 | 95 ± 5 | 0,12 ± 0,02 | 0,10 ± 0,02 |
| 28014 | L | 100 Unidades | 10 | 240 | 105 ± 5 | 0,12 ± 0,02 | 0,10 ± 0,02 |
| 28015 | XL | 100 Unidades | 10 | 240 | 115 ± 5 | 0,12 ± 0,02 | 0,10 ± 0,02 |

Antes del envejecimiento


| | |
|-------------|-------------|
| Resistencia | Elasticidad |
| 18 Mpa. | 650% |

Después del envejecimiento

| | |
|-------------|-------------|
| Resistencia | Elasticidad |
| 14 Mpa. | 500% |

CONTACTA CON NOSOTROS

Visita nuestra página web



Escaneame

Calle Del Eslabon, nave 3 Polig.Ind.Santa Ana)
28522 RIVAS-VACIAMADRID

(+34) 679 76 62 61 - direccion@grupotristan.es