

GUANTES DE LÁTEX LATICECS PD

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS



- Guantes de examen, hecho de látex natural con polvo.
- Con la punta de los dedos microtexturados para asegurar un mejor agarre.
- Son muy resistentes y seguros
- Ambidiestros
- AQL 1,5
- Vida útil: 5 años

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de protección para sector médico terapéutico, e industrial.

El guante de látex puede dar alergia. En caso de alergia, contacte con un médico de inmediato. Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando la luz.

NORMATIVA

Clase I: Guantes fabricados cumpliendo la norma EN455-1/2/3, de acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2017/745 que regula los productos médicos.

Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo C y EN374/5, y Reglamento UE 2016/425.

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	Palma
28001	XS	100 Unidades	10	240	80 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
28002	S	100 Unidades	10	240	85 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
28003	M	100 Unidades	10	240	95 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
28004	L	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
28005	XL	100 Unidades	10	240	115 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02

Antes del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
18 Mpa.	650%

Después del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
14 Mpa.	500%

CONTACTA CON NOSOTROS

Visita nuestra página web



Calle Del Eslabon nave 3, Polg.Ind.Santa Ana 28522 RIVAS-VACIAMADRID
(+34) 679 76 62 61- direccion@grupotristan.es