



Seguridad y Cuidado

# GUANTES DE NITRILLO NITRICECS NEGRO

## DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS



- Guantes de examen, hecho de nitrilo negro.
- Con la punta de los dedos microtexturada para asegurar un mejor agarre.
- Son muy resistentes y seguros.
- Ambidiestros
- Apto para sector alimentario.
- AQL 1,5
- Vida útil: 5 años

## USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Equipo de protección para sector Industrial, talleres, y Tattoo. También apto para sector médico y terapéutico.

Antes de ponerse el guante, verifique que no tiene ningún defecto; coloque la mano en su interior y ajuste el aguante a la mano con suavidad. De un sólo uso; desechar según normativa vigente.

Almacenar en un lugar seco y fresco, evitando la luz.

## NORMATIVA

Clase I: Guantes fabricados cumpliendo la norma EN455-1/2/3, de acuerdo con el Reglamento Europeo UE 2017/745 que regula los productos médicos.

Clase III: Equipo de protección individual según normas EN 420, EN 374/1 Tipo B y EN374/5, y Reglamento UE 2016/425.


## CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	Palma
66002	S	100 Unidades	10	240	85 ± 5	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02
66003	M	100 Unidades	10	240	95 ± 5	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02
66004	L	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02
66005	XL	100 Unidades	10	240	115 ± 5	0,09 ± 0,02	0,08 ± 0,02

Antes del envejecimiento	
Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	600%
Después del envejecimiento	
Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	500%

## CONTACTA CON NOSOTROS

Visita nuestra página web



Escaneame

Calle Del Eslabón, nave 3 Polig.Ind.  
Santa Ana. 28522 Rivas-Vaciamadrid  
(+34) 679 76 62 61 -direccion@grupotristan.es