



**Grupo Tristan**  
G L O B A L I & A

## BABERO IMPERMEABLE, DESECHABLE CON BOLSILLO

### Presentación

Bolsa de 100 Unidades.  
Cartón 10 x 100.

### Dimensiones

#### CAJA 100 Uds.

Babero 40 x 50 + 12

Peso bruto: 710 g.

Babero: 37 x 64 + 12

Peso bruto: 840 g.

#### CARTÓN 1.000 Uds.

Babero 40 x 50 + 12

Peso bruto: 7,30 kg.

Largo: 37 cm.

Ancho: 26 cm.

Alto: 34 cm.


Babero: 37 x 64 + 12

Peso bruto: 8,60 kg.



Largo: 39 cm.

Ancho: 37 cm.

Alto: 27 cm.



### Modelos / Referencias

Modelo	Referencia	EAN13
Ancho: 40 cm. Largo: 50 cm. Bolsillo: 12 cm.	040127	 8 435125 409421
Ancho: 37 cm. Largo: 64 cm. Bolsillo: 12 cm.	040128	 8 435125 409414

### Características Técnicas

Babero impermeable con tiras de fijación y bolsa para residuos. **Producto higiénico.**  
Fabricado en una capa de papel interior y capa de polietileno.  
Composición: papel 24 g./m<sup>2</sup> revestido polietileno  
Interior de la bolsa totalmente impermeable y estanco



# Grupo Tristan

G L O B A L I & A

<b>Características Técnicas</b>	<p>Color azul. Un solo uso.</p> <p>Fabricante: Hefei Jingcheng Plastic Products Co. Ltd. Procedencia: China</p>
<b>Regulación</b>	<p>Marcado "CE". Producto higiénico.</p>
<b>Conservación / Almacenaje</b>	<p>Manténgalo alejado de la luz solar directa Humedad relativa inferior al 80% Temperatura relativa 18°C-28°C, sin gas corrosivo y buen ambiente de ventilación. Requisito de transporte: preste atención a la prevención de fugas de agua, alta temperatura, humedad y gases corrosivos. Almacenar en envase original al resguardo de la luz y del frío, sin contacto con productos disolventes y sin contacto directo con áreas o artículos duros.</p>
<b>Instrucciones de uso</b>	<p>Desdoblar y separar las tiras traseras y atar alrededor del cuello del paciente. Abrir ligeramente el bolsillo delantero para evitar que la comida caiga encima de la persona. Una vez usado, desechar en un contenedor.</p>



# I&A Medical

## INSUMOS MÉDICOS

GRUPO TRISTAN GLOBAL I&A SL  
B86628922  
C/ ESLABON 3 NAVE, 28522 RIVAS-VACIAMADRID  
direccion@grupotristan.es  
TLF. +34679766261- 911399971



*Escaneame*