

## Ficha técnica

### Pijama SMS desechable con cuello pico

#### Descripción:

Pijama desechable confeccionados en tejido sin tejer con cuello pico.

#### Características:

- Manga corta, formada por chaqueta y pantalón
- Producto desechable, no estéril y exento de látex
- Envasado individualmente
- Tejido suave, transpirable


#### Presentación:

Descripción	Tamaño	Gramaje	Color	EAN 13	Contenido
Pijama SMS desechable	S	35g/m2 SMS	Azul	8435454004526	1 set/expositor, 50 expositores/Ctn
Pijama SMS desechable	M	35g/m2	Azul	8435454004533	1 set /expositor, 50 expositores/Ctn
Pijama SMS desechable	L	35g/m2	Azul	8435454004540	1 set /expositor, 50 expositores/Ctn
Pijama SMS desechable	XL	35g/m2	Azul	8435454004557	1 set /expositor, 50 expositores/Ctn
Pijama SMS desechable	XXL	35g/m2	Azul	8435454004564	1 set /expositor, 50 expositores/Ctn

#### Normativa:

CE. Categoría I  
Riegos Mínimo.

Talla: cm



EAN 13	Tamaño	A	B	C	D	E	F
8435454004526	S	71	86	53	19	14	25,5
8435454004533	M	73	89	56	20	15	25,5
8435454004540	L	77	93	61	21	16	26,5
8435454004557	XL	79	95	64	22	17	26,5
8435454004564	XXL	80	97	66	23	18	26,5

## Ficha técnica

### Pijama SMS desechable con cuello pico

---

EAN 13	Tamaño	A1	B1	C1	D1	E1
8435454004526	S	99	52	21	36	63
8435454004533	M	104	55	21	36,5	67,5
8435454004540	L	107	58	22	38	69
8435454004557	XL	109	63	22	40	69
8435454004564	XXL	111	66	23	42	69

**Material:**

Tejido sin tejer de polipropileno

**Instrucciones:**

- Producto para un solo uso
- Si tu pijama está dañado o sucio desecharlo de forma segura y reemplazarla por un nuevo

**Almacenamiento:**

Se almacene en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.

GRUPO TRISTAN GLOBAL I&A SL  
B86628922  
C/ESLABON 3 NAVE 28522 RIVAS-  
VACIAMADRID-SPAIN  
TLF. +34679766261  
direccion@grupotristan.es

## Información Logística

### Pijama desechable SMS

---

EAN 13	Ref
8435454004526	004526
8435454004533	004533
8435454004540	004540
8435454004557	004557
8435454004564	004564



**Expositor:**


Presentación: 1 set/bolsa

**Cartón:**

Presentación: 50 bolsas/Ctn

Tamaño de cartón:

50cm(L)x28cm(W)x35cm(H)



GRUPO TRISTAN GLOBAL I&A SL  
B86628922  
C/ESLABON 3 NAVE 28522 RIVAS-  
VACIAMADRID-SPAIN  
TLF. +34679766261  
direccion@grupotristan.es