



## FICHA TÉCNICA OXIOMETRO PRO-M170



<b>Nombre:</b>	<b>PULSE OXIMETER FINGERTIP M170</b>
<b>REF:</b>	<b>PRO-M170</b>
<b>ESPECIFICACION:</b>	El oxímetro de dedo sirve para detectar la tasa y la saturación de oxígeno en sangre por el dedo. Tamaño pequeño, fácil de llevar. Adecuado para el uso diario, midiendo en cualquier momento. Recursos: Multifunción: El oxímetro digital se puede utilizar para medir con precisión la tasa y los niveles de saturación de oxígeno en sangre. Fácil de leer: Soporta SPO2, y gráfico de barras, se puede ver muy claramente con la pantalla LED. Fácil de usar: Operación precisa y con un solo botón, simplemente enganche su dedo y enciéndalo con solo presionar un botón.. Ampliamente aplicable: Adecuado para uso diario. Ampliamente utilizado en, barra de oxígeno, cuidado deportivo, etc.
<b>Tamaño:</b>	Pequeño, ligero y Compacto
<b>Dimensión:</b>	90mmx70mmx45mm
<b>Contenido:</b>	1 x oxímetro ,1 x cordón, 1 x manual en inglés
<b>Material:</b>	PVC
<b>Color:</b>	Negro
<b>Medición:</b>	Precisión de medición de oxígeno en sangre: 70 ~ 100%, 2%, menos del 70% indefinido Rango de medición de oxígeno en sangre: 0 ~ 100% (la resolución es del 1%) rango de medición: 30 ~ 250BPM (resolución es 1BPM. El error de medición permitido es de +/- 1-3cm.
<b>Apagado:</b>	Automático en 5 segundo cuando no está en uso
<b>Batería:</b>	2 pilas AAA (no incluidas)
<b>Nota:</b>	La luz y las diferentes pantallas pueden causar que el color del artículo sea un poco diferente del real