

**DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS**


Los guantes **BlackNitricecs Plus**, con su peso de 5 gramos, representan un avance significativo en la protección con nitrilo negro. Combinando resistencia mejorada y confort excepcional, cumplen con estándares estrictos en diversos sectores, desde la industria automotriz hasta la restauración. Su textura única ofrece un agarre óptimo, convirtiendo a los **BlackNitricecs Plus** en la elección ideal para una protección confiable y elegante.

- Guantes desechables de nitrilo negro.
- Puntas de los dedos micro-texturadas para un mejor agarre.
- Muy resistentes y seguros.
- Aptos para el contacto con alimentos.
- Ambidiestros.
- AQL 1,5.
- Vida útil: 5 años.

**NORMATIVA**

**Clase I : Producto Sanitario** según Reglamento UE 2017/725, cuyos estándares son: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

**Categoría III:** Equipo de Protección Individual (EPI) según Reglamento UE 2016/425, cuyos estándares son: EN 21420: 2020, EN 374-1: 2016 + A1: 2018 Tipo B, EN 374- 4:2019, EN 374-5: 2016

**USOS E INSTRUCCIONES DE USO**

Antes de ponerse los guantes, asegúrese de que no presenten ningún defecto; introduzca su mano en el interior y ajústelos con cuidado.

Almacénelos en un lugar seco y fresco, protegidos de la luz.

Están destinados para un solo uso y deben ser desechados de manera ecológica en contenedores adecuados para el reciclaje, según la normativa vigente.

**CARACTERÍSTICAS**

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	Palma
66012	S	100 Unidades	10	240	85 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
66013	M	100 Unidades	10	240	95 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
66014	L	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02
66015	XL	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,12 ± 0,02	0,10 ± 0,02

**Antes del envejecimiento**

Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	600%

**Después del envejecimiento**

Resistencia	Elasticidad
Min. 6N	500%

**CONTACTA CON NOSOTROS**

**GRUPO TRISTAN GLOBAL I&A S.L**  
 C/ DEL ESLABON, NAVE 3  
 POLG.INDSANTA ANA - 28522 RIVAS-VACIAMADRID  
 TLF. 91.139.99.71-679.766.261