

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS


Los guantes de nitrilo negro **Diamanticeps Negro PF**, al igual que sus homólogos en naranja, cuentan con una textura en forma de diamante para una mejor adherencia. Con un grosor que ofrece una protección elevada, los **Diamanticeps Negro PF** son ideales para tareas que requieren sensibilidad y resistencia a las perforaciones, al igual que los Diamanticeps Naranja.

- Guantes desechables de nitrilo negro.
- Textura en forma de diamante.
- Muy resistentes y seguros.
- Aptos para el contacto con alimentos.
- Ambidiestros.
- AQL 1,5.
- Vida útil: 5 años.

NORMATIVA

Clase I : Producto Sanitario según Reglamento UE 2017/725, cuyos estándares son: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4.

Categoría III: Equipo de Protección Individual (EPI) según Reglamento UE 2016/425, cuyos estándares son: EN 21420: 2020, EN 374-1: 2016 + A1: 2018 Tipo B, EN 374- 4:2019, EN 374-5: 2016

USOS E INSTRUCCIONES DE USO

Antes de ponerse los guantes, asegúrese de que no presenten ningún defecto; introduzca su mano en el interior y ajústelos con cuidado.

Almacénelos en un lugar seco y fresco, protegidos de la luz.

Están destinados para un solo uso y deben ser desechados de manera ecológica en contenedores adecuados para el reciclaje, según la normativa vigente.

CARACTERÍSTICAS

Referencia	Tamaño	Contenido dispensador	Unidades por cartón	Largo en mm	Ancho en mm	Grosor mínimo en mm	
						Dedo	Palma
36026	S	100 Unidades	10	240	85 ± 5	0,16 ± 0,03	0,13 ± 0,03
36027	M	100 Unidades	10	240	95 ± 5	0,16 ± 0,03	0,13 ± 0,03
36028	L	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,16 ± 0,03	0,13 ± 0,03
36029	XL	100 Unidades	10	240	105 ± 5	0,16 ± 0,03	0,13 ± 0,03

Antes del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
14 Mpa.	500%

Después del envejecimiento

Resistencia	Elasticidad
14 Mpa.	450%

CONTACTA CON NOSOTROS

GRUPO TRISTAN GLOBAL I&A S.L
C/ DEL ESLABON, NAVE 3
POLG.IND.SANTA ANA
28533 RIVAS-VACIAMADRID
TLF.91.139.99.71-679.766.261