

Zapatillas desechables TNT

Descripción:

Las zapatillas desechables son ideales para hospitales, spa, hoteles o cualquier lugar donde la higiene es primordial, estas zapatillas ofrecen la solución perfecta para mantener los pies protegidos y limpios.

Características:

- Empaquetadas por par en bolsitas plástica de protección e higiene.
- Aptas para pies anchos.
- Hipoalergénicas

Presentación:

Descripción	Color	Punta	Gramaje	EAN 13	Contenido
Zapatillas desechables TNT	Blanco	Cerrada	Empeine: 40gr/m2 Suela: 100gr/m2	8435454004700	1 par/ bolsa; 50 pares/expositor; 10 expositores/Ctn
Zapatillas desechables TNT	Blanco	Abierta	Empeine: 40gr/m2 Suela: 100gr/m2	8435454004694	1 par/ bolsa; 50 pares/expositor; 10 expositores/Ctn

Material:

Tejido sin tejer de polipropileno

Almacenamiento:

Almacenar en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.

Información Logística

Zapatillas desechables TNT


EAN 13

8435454004700




Expositor:

Presentación: 1 par/bolsa
50 pares/expositor



Cartón:

Presentación: 10 expositores/Ctn
Tamaño de cartón: 30cm(L)x22cm(W)x40cm(H)



Palé:

Palé para almacenar:

Presentación: 64 Ctns/palé
Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 189cm(h)

Palé para enviar:

Presentación: 72 Ctns/palé
Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 211cm(h)



I&A Medical
INSUMOS MÉDICOS

Información Logística

Zapatillas desechables TNT


EAN 13

8435454004694




Expositor:

Presentación: 1 par/bolsa
50 pares/expositor



Cartón:

Presentación: 10 expositores/Ctn
Tamaño de cartón: 30cm(L)x22cm(W)x40cm(H)



Palé:

Palé para almacenar:

Presentación: 64 Ctns/palé
Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 189cm(h)

Palé para enviar:

Presentación: 72 Ctns/palé
Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 211cm(h)



I&A Medical
INSUMOS MÉDICOS