

Ficha técnica

Gorro plegado acordeón desechable TST

Descripción:

Gorro desechable fabricado con tejido sin tejer de polipropileno, no estéril

Características:

- Modelo acordeón con ajuste de un elástico
- Disponible en blanco, azul, verde y rosa
- Transpirable y ligero
- Exento de látex

Presentación:

Descripción	Color	Tamaño	Peso	Elástico	EAN 13	Contenido
Gorro plegado acordeón desechable	Azul	Φ 21" (53cm)	10g/m2	Uno	8435454004182	100 u/bolsa, 10 bolsas/ctn
Gorro plegado acordeón desechable	Verde	Φ 21" (53cm)	10g/m2	Uno	8435454004199	100 u/bolsa, 10 bolsas/ctn
Gorro plegado acordeón desechable	Blanco	Φ 21" (53cm)	10g/m2	Uno	8435454004205	100 u/bolsa, 10 bolsas/ctn
Gorro plegado acordeón desechable	Rosa	Φ 21" (53cm)	10g/m2	Uno	8435454009934	100 u/bolsa, 10 bolsas/ctn
Gorro plegado acordeón desechable	Azul	Φ 21" (53cm)	10g/m2	Uno	8435454004915	6 u/bolsa, 144 bolsas/ctn
Gorro plegado acordeón desechable	Blanco	Φ 21" (53cm)	10g/m2	Uno	8435454004922	6 u/bolsa, 144 bolsas/ctn

Normativa:

Reglamento UE 2017/745 clasificado productos sanitarios Clase I

Material:

Tejido sin tejer de polipropileno

Instrucciones:

- Producto para un solo uso
- Si tu gorro está dañado o sucio desecharlo de forma segura y reemplazarla por un nuevo

Almacenamiento:

Almacenar en lugares secos. No exponer a la luz solar directa, provocando altas temperaturas.

***Quality Products for a healthy life!**

GRUPO TRISTAN GLOBAL I&A SLSLCIF:
B86628922
CALLE ESLABON 3 NAVE
28522 RIVAS-VACIAMADRID
Tel +34-679.76.62.61
direccion@grupotristan.es

Información Logística


Gorro plegado acordeón desechable TST

EAN 13	Ref
8435454004182	004182
8435454004199	004199
8435454004205	004205
8435454009934	009934



Expositor:


Presentación: 100 unidades/bolsa



Cartón:

Presentación: 10 bolsas/ctn

Tamaño de cartón: 27cm(L)x25cm(W)x24cm(H)



Palé:

Presentación: 84 ctns/palé

Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 183cm(h)

***Quality Products for a healthy life!**

***Quality Products for a healthy life!**

GRUPO TRISTAN GLOBAL I&A SLSLCIF: B
86628922

CALLE ESLABON 3 NAVE
28522 RIVAS-VACIAMADRID

Tel +34-679.76.62.61

direccion@grupotristan.es

Información Logística


Gorro plegado acordeón desechable TST

EAN 13	Ref
8435454004915	004915
8435454004922	004922



Expositor:


Presentación: 6 unidades/bolsa



Cartón:

Presentación: 144 bolsas/ctn

Tamaño de cartón: 40cm(L)x22cm(W)x40cm(H)



Palé:

Presentación: 48 ctns/palé

Tamaño de palé: 120cm x 80cm x 191cm(h)

***Quality Products for a healthy life!**

***Quality Products for a healthy life!**

GRUPO TRISTAN GLOBAL I&A SLSLCIF

: B86628922

CALLE ESLABON 3 NAVE

28522 RIVAS-VACIAMADRID

Tel +34-679.76.62.61

direccion@grupotristan.es