



## FICHA TECNICA

### Guante de vinilo sin polvo



#### DESCRIPCION

Guante desechable ambiextro de vinilo sin polvo de alta resistencia y agradable tacto. Color translúcido. Válido para examen sanitario y para manipulación alimentaria. Presentado en cajas dispensadores con 100 unidades. Un solo uso. No estéril. Exento de látex.

#### REFERENCIAS

Talla Pequeña (S): **BS0100107**  
Talla Mediana (M): **BS0100108**  
Talla Grande (L): **BS0100109**

#### RECOMENDACIONES DE USO

Antes de su uso inspeccionar el guante ante cualquier defecto o imperfección. Nunca debe de usarse frente a riesgos diferentes a los indicados, tampoco debe de utilizarse en trabajos con riesgo mecánico, ni con riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

#### COMPOSICIÓN

- Materia prima: Policloruro de Vinilo (PVC).
- Polvo: sin polvo lubricante.
- Proteínas: no contiene proteínas del látex.

#### CONFORMIDAD A NORMATIVAS

**Marcado CE (Producto Sanitario Clase I)** conforme los requisitos del Reglamento UE 2017/745 donde se recogen mediante Norma **UNE EN 455-1-2-3-4** los estándares de calidad armonizados en el marco de la Unión Europea para los Guantes Médicos.

## MEDIDAS

- Longitud del guante  $\geq 240$  mm.
- Gramaje de 5.4 gr. ( $\pm 0.2$ ) en talla M.
- Superficie lisa con reborde antigoteo en el puño.
- Tallas por colores y dimensiones en mm. con visualización en la caja dispensadora (estuche).

Talla	Longitud guante	Ancho palma
S/07	$\geq 240$ mm.	80-90 mm. $\pm 0.3$
M/08	$\geq 240$ mm.	90-100 mm. $\pm 0.3$
L/09	$\geq 240$ mm.	100-110 mm. $\pm 0.3$

## PROPIEDADES FISICAS

Propiedad	Valor	Resultado	Norma
Longitud	$\geq 240$ mm.	Cumple	UNE-EN 455-2
Ausencia de agujeros	AQL 1,5	Cumple	UNE-EN 455-1
Fuerza antes de rotura	$> 3,6$ N	Cumple	UNE-EN 455-2
Polvo residual	$\leq 2$ mg.	Cumple	UNE-EN 455-3
Fuerza antes de rotura 60 meses	$> 3,6$ N	Cumple	UNE-EN 455-4

(Tolerancias admitidas  $\pm 5\%$ )

## FABRICANTE

- Nombre del fabricante: BLUE SAIL
- Modelo del fabricante: BS0100

## PACKAGING

- Envase: caja dispensadora (estuche) con 100 guantes, apertura troquelada en la parte superior para la extracción fácil del guante.
- Caja externa: caja de cartón con 10 cajas dispensadoras (estuches). Total 1.000 guantes.

## ALMACENJE Y VIDA ÚTIL

Mantener en lugar fresco, seco alejado de la humedad y la exposición directa al sol. Las condiciones idóneas de temperatura serán entre  $+5^{\circ}\text{C}$  y  $+40^{\circ}\text{C}$ .